

## EINZIGARTIGES BEHANDLUNGS-KONZEPT

Bioremodellierung mit PROFHILO® ist eine einzigartige Anti-Aging-Therapie mit sofortiger regenerativer Zweifach-Wirkung für müde, feuchtigkeitsarme und erschlaffte Haut.<sup>3,4</sup> Sie wurde konzipiert, um die Qualität der Haut nachhaltig zu verbessern und gegen die Hautalterung anzugehen.

Die spezielle Zusammensetzung von PROFHILO® stimuliert die körpereigene Hyaluron-Produktion und unterstützt die Elastin- und Kollagenbildung.<sup>5</sup>

Das Ergebnis: Eine glattere, straffere Haut und ein natürlich-frisches Aussehen mit jugendlicher Ausstrahlung.<sup>1</sup>

Überall dort, wo die Haut eines Frische-Kicks bedarf, macht eine Behandlung mit PROFHILO® Sinn. Bereiche wie etwa Gesicht, Hals, Dekolleté, Oberarme (die sogenannten „Winke-Ärmchen“), Hände, Ellenbogen und Knie können behandelt werden.



2)



## DER FRISCHE-KICK IN 5 MINUTEN: DIE BEHANDLUNG

An nur 5 definierten Injektionspunkten je Gesichtshälfte wird PROFHILO® mit sehr feinen Nadeln injiziert. Durch die besondere Beschaffenheit sowie der speziellen BAP-Injektionstechnik verteilt sich PROFHILO® von selbst im Gewebe. Unmittelbar nach der Anwendung können Sie in der Regel in Ihren gewohnten Alltag zurückkehren. Ein Behandlungszyklus besteht aus mindestens zwei Anwendungen im Abstand von jeweils 4 Wochen. Eine Aufrischungsbehandlung wird nach weiteren 4 bis 6 Monaten empfohlen.



Sie haben Fragen  
zu PROFHILO®?  
Wir beraten Sie gerne.

Reset for Life  
III Naturheilpraxis III

Anke Schiwy • Heilpraktikerin

0172 217 44 29

info@naturheilpraxis-reset4life.de

Praxisstempel

Dieser Flyer dient als reine Informationsgrundlage für Patienten und ersetzt kein ausführliches Beratungsgespräch.

<sup>1</sup>) IBSA International Data <sup>2</sup>) Bildquelle: M.Mege <sup>3</sup>) Prost-Squarcioni C, Fraitag S, Heller M, Boehm N. Functional histology of dermis. Ann Dermatol Venereol 2008; 135(1Pt2):15-20  
<sup>4</sup>) Balazs EA, Bland PA, Denlinger JL et al. Matrix Engineering. Blood Coagul Fibrinolysis. 1991; 2(1): 173-8a <sup>5</sup>) D'Agostino et BMC Cell Biology. 2015  
<sup>6</sup>) Carmen Laurino, Beniamino Palmieri, Alessandro Coacci. 2015 <sup>7</sup>) Bildquelle: Dr. G. Salti, Florenz <sup>8</sup>) Bildquelle: Dr. B. Bovani, Perugia <sup>9</sup>) Bildquelle: Dr. A. Beatini, Italien  
<sup>10</sup>) Bildquelle: Dr. P. Piersini, Turin <sup>11</sup>) Bildquelle: A. Franke, Essen

NEU:  
BIO-REMODELLIERUNG MIT

# PROFHILO®



Strahlende Frische und straffe Haut  
in 5 Minuten

# Deshalb PROFHILO®

## ES IST BIOKOMPATIBEL

PROFHILO® weist eine einzigartige Formulierung auf. Unter Hitzeeinwirkung verbindet sich hoch- und niedermolekulare Hyaluronsäure zu einem Hybridmolekül. Weitere Zusatzstoffe (wie z. B. BDDE) sind durch dieses thermische Verfahren entbehrlich. Das Ergebnis ist eine hochreine Hyaluronsäure, die Ihre Haut durch eine stark wasseranziehende Wirkung von innen mit Feuchtigkeit fütet.

## ES IST SICHER

Der Verzicht auf Zusatzstoffe steht für beste Verträglichkeit und minimiert das Risiko von Nebenwirkungen. PROFHILO® kann mit allen gängigen Füllern, PRP, Laser- und Botulinum-behandlungen kombiniert werden.

## ES IST EFFEKTIV

Auf Grund des besonderen Herstellungsprozesses verbleibt PROFHILO® im Gegensatz zu unvernetzter Hyaluronsäure 30 Mal länger im Gewebe und entfaltet dort seine hydratisierende und stimulierende Wirkung.


PROFHILO® enthält 64mg Hyaluronsäure auf 2ml Produkt und ist damit eines der am höchsten konzentrierten Hyaluron-produkte auf dem Weltmarkt.

## ES IST PREISTRÄGER

Im Rahmen des AMEC-Kongresses 2015 in Paris wurde PROFHILO® preisgekrönt! In der Kategorie „Skin Enhancement“ wurde PROFHILO® die begehrte „Anti-Aging & Beauty Trophäe“ als bestes Produkt verliehen! 2018 wurde PROFHILO® zum „Best injectable Product“ gekürt.

## BEHANDLUNGSERGEBNISSE BIO-REMODELLIERUNG

Die abgelichteten Vorher-Nachher-Fotos zeigen jeweils den ursprünglichen Zustand sowie das Ergebnis nach 2 Anwendungen mit PROFHILO® im Abstand von 4 Wochen.



## BEHANDLUNGSERGEBNISSE BIO-REMODELLIERUNG

